

FlexiFit™ 431

FULL FACE MASK


Produktbeschreibung

FullFace-Maske




Die FlexiFit™ 431 FullFace-Maske vereint die innovative FlexiFit™-Technologie und ihre selbstkonturierenden Eigenschaften mit einer optimalen Unter-Kinn-Anpassung für erstklassigen Tragekomfort und höchste Stabilität.

FlexiFit™ 431 - FullFace-Maske




Die FlexiFit™ 431 – FullFace-Maske bietet eine komfortable Alternative zu Nasal- oder Mundmasken, ist gebrauchsfertig zusammengesetzt und sofort einsatzbereit.

HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND THERAPIETREUE




FlexiFit™-Technologie Selbstkonturierende Anpassung

Mit Luftpolster
Die FlexiFit™ Technologie schmiegt sich automatisch den meisten Nasen- und Gesichtskonturen an, was die Anpassung erleichtert und komplizierte Nachstellungen überflüssig macht.



Glider™-Gleitband Anti-Leckagen-System

Das Glider™-Gleitband bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Leckagenvermeidung. Der Maskendruck bleibt konstant, auch wenn der Kopf zur Seite gedreht wird, so dass Leckagen auf ein Minimum reduziert werden.




Unter-Kinn-Design Zusätzliche Stabilität

Die Anpassung bis unters Kinn bietet Stabilität, indem ein konstanter Referenzpunkt geboten wird. Dadurch bleibt die Abdichtung auch bei Kieferbewegungen in der Nacht erhalten.



Leistungsstarke Ausatemöffnung Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei
Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.




Premium mattierte Silikonauflage Optimale Abdichtungstechnologie

Diese Abdichtungstechnologie schmiegt sich sanft und weich an das Gesicht an und die feine, mattierte Textur optimiert die Abdichtung.



Oberes Kopfband Zusätzliche Stabilität

Zur Ergänzung des Unter-Kinn-Designs für maximale Stabilität. Ein Kinnband wird dadurch überflüssig.



Funktionales Öffnungsband Abnehmen mit einem Handgriff

Ziehen Sie einfach am Öffnungsband und nehmen Sie das Kopfband mühelos mit einem Handgriff ab, ohne dass es ständig wieder nachgestellt werden muss. Dies schont die Klettänder. Das Sicherheitsventil gewährleistet freies Atmen auch bei Stromausfall.

INHALT

- Komplette Maske mit Kopfbändern, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Die beiden zusätzlich verfügbaren Größen liegen jeder Packung bei
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC431

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FISHER & PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

Deutschland Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

International P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Neuseeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 E-Mail: info@fphcare.com Internet: www.fphcare.com

USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australien** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

Indien Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irland** Tel: 1800 409 011 **Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Spanien Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Großbritannien (EU Autorisierte Vertretung)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Nord-Irland Tel: 0800 132 189